



## SpeedBlocks

SpeedBlocks är utvecklade för maximalt stöd men med bibehållen hygien. Med en enkel fyrstegsteknik kan du fixera patienten oavsett huvudstorlek. Efter användandet byter du bara ut engångsdynorna och huvudremmarna. Kan användas vid röntgen, MRI- och CT-undersökningar.

Produkt	Art nr
SpeedBlocks Startpaket	983090
SpeedBlocks utbytesdynor med remmar, 5-pack	983096
Material:	Tillverkad av hållbar HDPE plast Latexfri



## Stifneck Select

När enkelhet och pålitlighet får styra är Stifneck Select det naturliga valet. Att försäkra sig om att varje patient får rätt storlek har aldrig varit lättare, mät, justera, lås och applicera på patienten.

Genom att välja vuxen storleken får du fyra kragar i en. Finns nu också i en barnstorlek med samma teknik som vuxenversionen för enkelhetens skull.

Produkt	Art nr
StifNeck Select, Vuxen	980010
StifNeck Select inclusive väsk	14.508
StifNeck Select, Barn	980020



## BaXstrap

När funktion och design blir livräddande är BaXstrap det naturliga valet. Upphöjda och extra stora handtag gör det enkelt att komma åt när du ska lyfta patienten även om du har arbetshandskar. BaXstrap kan användas vid röntgen, MRI- och CT-undersökningar.

Produkt	Art nr
BaXstrap	982500
BaXstrap Rem med clips, 1 par	982513
BaXstrap Spindelrem	982517
BaXstrap bärväska	980800
Material:	Latexfri
Lastkapacitet:	Överstiger 1 000 kg





## The Bag II

Designad för maximal funktion och hygien är The Bag det naturliga valet av andningsballonger för engångsbruk.

The Bag finns i tre olika storlekar för att täcka behov för optimal ventilation. Levereras komplett med mask och en 3 meter lång syrgasslang. Justerbart handtag med krok och ögla som passar alla typer av händer och ger ett grepp som optimerar komforten för användaren.



### Produkt

The Bag II Vuxen, mask nr 5  
 The Bag II Vuxen, mask nr 4  
 The Bag II Barn, mask nr 3  
 The Bag II Spädbarn, mask nr 1

### Art nr

845011  
 845041  
 845021  
 845031

## Philips HeartStart FR3 Defibrillator för professionella användare

SNABBARE - Möjliggör snabbare hjälp då Philips FR3 har tagit bort tidsödande procedurer, så att du snabbt kan starta HLR eller defibrillering.

ENKLARE - En pålitlig robust konstruktion som är bland de mest kompakta professionella hjärtstartaren på marknaden. Den är alltid redo att användas.

- Högupplöslig färg LCD-skärm (2,8" x 2,1")
- SMART Pads III, förinstallerade elektroder för barn och vuxna.
- Startar automatiskt när väskan öppnas.
- Automatisk "självttest" av bland annat batteri och elektroder (SMART Pads III)
- Skickar händelsedata och inställningar trådlöst
- Barn-nyckel (extra tillbehör)
- Vikt 1,6 kg

Planlagd tillgänglighet på svenska från oktober 2011



DEFIBRILLERING ANDNINGSSVÅRD