

CPAP Set

O2-RESQ CPAP set inklusive CPAP mask, Huvudfixation, Peep motstånd och ventilationsslang. Peep motståndet är reglerbart i 3 storlekar. 5cm, 7,5cm och 10cm H2O. CPAP masken finns i storlek Large, Medium och Small.

Kan även bytas till högre eller lägre motstånd. Finns från 2,5cm H2O till 20cm H2O.



CPAP Set

Artnr	Produkt
313-7255	Mask Large
313-7256	Mask Medium
313-7257	Mask Small

An ADDvise Company

IM-MEDICO

IM MEDICO SVENSKA AB
ADOLFSBERG SVÄGEN 31. 168 66 BROMMA
TEL: +46 8 715 55 10 | FAX: +46 8 715 59 10
WWW.IM-MEDICO.SE