

Näskanyler

För vuxna och barn. Mjuka och smidiga näskanyler med hög komfort och kvalitet för oxygenbehandling över lång tid.

Dubbel med anslutnings slang

- Anatomiskt böjd kammare
- Näsvingarnas utformning minimerar risken för irritation
- Knickningsfri anslutnings slang
- Storlekar från prematur till vuxen

Delad med anslutnings slang för CO2-mätning

- Anatomiskt böjd kammare
- Näsvingarnas utformning minimerar risken för irritation
- Knickningsfri anslutnings slang
- Storlekar från prematur till vuxen



Beställningsinformation

Näskanyl	Flöden	Artnr	Avd fp
Prematura barn < 1400 g		1610L	50
Neonatala barn > 1400 g		1611L	50
Nyfödda barn upp till 3 mån	upp till 3 l/min	1601L	50
Barn mellan 3 mån och 1 år	upp till 6 l/min	1615L	50
Barn från 1 år	upp till 6 l/min	1602L	50
Vuxna låga flöden	upp till 3 l/min	1616L	50
Vuxen	upp till 6 l/min	1600L	50
Vuxen höga flöden	upp till 8 l/min	1600QL	50
Vuxen höga flöden	upp till 15 l/min	1600HF	25
Vuxen, endast 30 cm slang		1600-1L	50
Svivel		1220L	10
Svivel med universalklipps		1221L	10
Deland Näskanyl			
Nyfödda	upp till 3 l/min	4701L	25
Barn	upp till 5 l/min	4703L	25
Vuxen	upp till 5 l/min	4707L	25

An ADDvise Company

IM-MEDICO

IM MEDICO SVENSKA AB
TEGELUDDSVÄGEN 76. 115 28 STOCKHOLM
TEL: +46 8 715 55 10 | FAX: +46 8 715 59 10
WWW.IM-MEDICO.SE

Näskanyler

Öronskydd i mjuk LPD minskar risken för trycksår.

Extra anslutningsslang

- Standardkoppling
- Knickningsfri med tre kanaler
- Sex olika längder
- Transparent ofärgad

Beställningsinformation

Produkt	Artnr	Avd fp
Öronskydd	1016L	50
Anslutningsslang		
1,2 m (4")	2004L	50
2,1 m (7")	2002L	50
5 m (15")	2015L	50
6,4 m (21")	2021L	25
9,1 m (30")	2030L	20
12,1 m (40")	2040L	20
15,2 m (50")	2050L	20

An ADDvise Company


IM-MEDICO

IM MEDICO SVENSKA AB
TEGELUDDSVÄGEN 76. 115 28 STOCKHOLM
TEL: +46 8 715 55 10 | FAX: +46 8 715 59 10
WWW.IM-MEDICO.SE

DEHP fri Grimma från SALTER LABS

Syrgasgrimma från Salter Labs

- ✓ Extra mjuk och smidig elastisk syrgasgrimma
- ✓ Minimerar risken för trycksår
- ✓ Knickfri trekanalssläng 2,1 m
- ✓ DEHP fri PVC



Beställningsinformation

Näskanyl	Flöden	Artnr	Avd fp
Vuxen	upp till 6 l/min	16SOFT-7	50
Vuxen	upp till 15 l/min	16SOFT-HF-7	25