

# Handhållen pulsoximeter NT1A

- ✓ 2 års garanti
- ✓ Kompakt och lätt
- ✓ Kan användas på nyfödda, barn och vuxna
- ✓ Drivs med 4 st vanliga AA-batterier
- ✓ Kan övervaka kontinuerligt eller göra "spot checks"
- ✓ Upplyst LCD-display
- ✓ Mätfrekvens puls: 30 bpm ~ 250 bpm
- ✓ Mätfrekvens Spo2: 0 ~ 100 %



## Tillval sensorer



Vuxensensor



Barnsensor



Neosensor, typ y

## NT1A Handhållen pulsoximeter

### Artikelnummer

NT1A

### Mått

69 mm (B) x 130 mm (H) x 22 mm (D)

### Vikt

Utan batterier: 395 g  
Med batterier: 495 g

## Sensorer

### Produkt

Fingersensor Vuxen

### Mått

3 m kabel

### Artikelnummer

S400A-160114 NT1A

Fingersensor Barn

3 m kabel

S400P-160114 NT1A

Fingersensor Neonatal

3 m kabel

Y400-160114 NT1A

Öronsensor

3 m kabel

Y400E-160114 NT1A